



GRABADORA ECG HOLTER DMS 300 3A



Una electrocardiografía ambulatoria de varios días es indicada para:

- Evaluación de pacientes con síntomas arrítmicos.
- Evaluación de pacientes con marcapasos.
- Evaluación del cambio en la frecuencia cardíaca del paciente y el intervalo QRS.
- Evaluación de la respuesta del paciente a la terapia de fármacos.

Especificaciones:

Registra un ECG Holter continuo hasta por cuatro días.

4,096 muestras por segundo.

Memoria interna de 512 MB.

Graba 3 canales de ECG.

Utiliza una batería AAA.

Permite utilizar cables ECG de:

- 5 puntas x 60 cm
- 5 puntas x 110 cm
- 7 puntas x 110 cm

Compatible con CardioScan.

Es un dispositivo miniatura con un peso aproximado de 60 gramos y dimensiones de 78 x 56 x 19 mm.

ADVERTENCIA!

Sólo un médico puede: ordenar una prueba Holter ECG; decidir sobre la técnica usada para colocar los electrodos en el cuerpo del paciente y determinar la duración del registro de Holter ECG.

No modifique o altere los cables de los electrodos por ninguna razón.

Las características pueden variar sin previo aviso. La foto es una muestra y puede no coincidir con el producto.



NAFARRATE
EQUIPO MEDICO

CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V.

MATRIZ

Av. de las Américas 601
Col. Ladrón de Guevara
44600 Guadalajara, Jalisco, México
Tel (33) 3669 9800
carlos@nafarrate.com

FEDERALISMO A

Av. Federalismo Norte 222
Col. Artesanos
44200 Guadalajara, Jalisco, México
Tel (33) 3613 1996
federalismo@nafarrate.com

FEDERALISMO B

Av. Federalismo Norte 34
Col. Centro
44100 Guadalajara, Jalisco, México
Tel (33) 3614 9036
juanpabloplaceres@nafarrate.com

COLIMA

Av. Rey Coliman 329, A1 y A2
Col. Centro
28069 Colima, Colima, México
Tel (312) 314 1020
colima@nafarrate.com

Equipo para
Hospitales
Rehabilitación
y el Cuidado en **Casa**

www.nafarrate.com

01800 NAFA NET (6232 638)